

Les Aérosols



- Nettoyant pour intra-auriculaires et embouts
- Bross'net 75ml, 110ml ou 210ml



- Dépoussiérage sec
- Gaz'net 110ml, 210ml ou 650ml



- Nettoyant auriculaire. Solution aseptique.



- Dry jetable sous sachet individuel - Autonomie 1 mois

Les Déshumidifiant



- Déshydratant avec opercule, pour tous types d'appareils
- Autonomie de 5 à 6 mois



- Hydrason 10 g 4 recharges + Gobelet

Votre audioprothésiste est là pour vous conseiller, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de lui !

Entretien de l'Appareil Auditif



Les Lingettes



- Serviettes individuelles imprégnées d'une solution antiseptique
- Bactinet 50 ou 12



- Distributeur 40 lingettes imprégnées



- Bacti-Pocket 10 lingettes

Effervescents



- Ensemble gobelet avec panier + 8 pastilles effervescentes
- Recharge 20 pastilles effervescentes - Nettoyage de l'embout

Lubrifiant



- Lubrifiant pour coque et embout
- Lubrison 15ml



- Utilisation après nettoyage de l'embout
- Évacuation de l'eau résiduelle

Votre audioprothésiste est là pour vous conseiller, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de lui !



Mini-Kit Intra :

- 1 mini Bross'net 75 ml
- 1 Bacti-Pocket 10 lingettes
- 1 dry jetable

Mini-Kit Contour :

- 1 mini Gaz'net 110 ml
- 1 gobelet + 4 pastilles effervescentes
- 1 dry jetable

Autonomie 1 mois avant mise en place du programme d'entretien annuel



- Mini-trousses



- Trousse PVC transparente - Spécial Kit



TROUSSE CHAUFFANTE Rectangulaire
• Élimine la condensation pour tous types d'appareils - Fonctionne sur 220v.



TROUSSE CHAUFFANTE Ronde

- Élimine la condensation pour tous types d'appareils - Fonctionne sur 220v.



ECRIN

- Élimine la condensation pour tous types d'appareils

Votre audioprothésiste est là pour vous conseiller, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de lui !